

Adapter für Wasserhahnarmaturen

Die T-safe Adapter bieten einen sicheren Anschluss des „T-safe Medizinischen Wasserhahnfilters“. Diese flexible und einfache Lösung basiert auf einem langlebigen, soliden „Push-Fit“ Mechanismus. Alle Adapter sind mit einem M22-Übergangsring ausgestattet, so dass sie sowohl auf ein Innen- als auch auf ein Außengewinde geschraubt werden können. Zusätzlich bietet das T-safe System eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für alle Arten von Wasserhahnausläufen, einschließlich eines Universal-Anschlusses für Wasserhahnausläufe ohne Gewinde.



Bestellinformation

Adapter für Wasserhahnfilter	Art. Nr.
M24 (AG) / M22 (IG), 6L/min. DR, SV	90-001801
M24 (AG) / M22 (IG), 6L/min. DR, RV	90-001804
M24 (AG) / M22 (IG), 6L/min. DR, RV+SV	90-001806

(AG) Außengewinde (IG) Innengewinde RV: Rückflussverhinderer DR: Durchflussregler SV: Sperrventil