



Productblad

Knijpdouche inclusief filter en dummy

t-safe.com

 **T safe**

Knijpdouche inclusief filter en dummy



Kenmerken

- Sterilisatieklasse 0,2 µm nominaal filter met holle vezelmembraan
- Filter met hoge capaciteit en een levensduur tot max max. 92 dagen
- Constante-stroomtechnologie zorgt voor optimale flowprestaties gedurende de gehele levenscyclus
- Intelligent sproeikopontwerp zorgt voor een snelle watertoevoer
- Het filter is verwisselbaar, wat het gebruik verlengt en de kosten verlaagt
- De douchekop kan zowel met een filter als met een dummy gebruikt worden (Dubbele functionaliteit)
- Geïntegreerde terugslagklep voorkomt terugstroming

Bestelinformatie

Artikel	Artikelcode
Knijpdouche inclusief filter en dummy	02-803200
Vervangingsfilter	02-000153
Dummy	02-000092

Technische gegevens

Max. werkdruk	5 bar
Max. bedrijfstemperatuur	60° C
Debiet	12 L/min
Max. levensduur filter	92 dagen*
Aansluiting	½ inch schroefdraad
Kleur	Zwart & chroom

Microbiële retentie

Membraanfilter van sterilisatiekwaliteit, effectief tegen alle watergedragen pathogenen. Onafhankelijk getest en gevalideerd conform ASTM F838:

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Goedkeuringen

ASTM F838-15A, KIWA, DVGW W270. Voldoet aan de EU-richtlijnen voor voedsel en drinkwater.

* Afhankelijk van de lokale drinkwaterkwaliteit en het gebruik.

Alle informatie in dit productblad is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van T-safe. Het wordt te goeder trouw verstrekt en is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de selectie en het gebruik van producten. T-safe-producten moeten altijd worden gehanteerd in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksaanwijzing. Het actuele productblad is beschikbaar op www.t-safe.com.