



Filtre Douche Médical 31 Jours



Description

- Filtre douche T-safe anti-légionnelles et anti-tous germes
- Matière du dispositif: ABS
- Type de membrane: microfiltration tubulaire
- Matériaux de la membrane: Polysulfone
- Seuil de coupure : Filtre de grade stérilisant, membrane tubulaire de 0,2 μm
- Pression maximale d'utilisation en amont: 5 bar
- Température maximale d'utilisation en amont: 60°C
- Durée maximale d'utilisation: 31 Jours après installation
- Régulateur de flux : technologie à débit constant
- Un clapet anti-retour intégré empêche la contamination rétrograde lors du remplacement du filtre
- Résistance choc thermique: 70°C pendant 30 minutes
- Résistance choc chimique: 1000 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée
- Traçabilité: GS-1 DataMatrix
- Référence unitaire
- Conditionnement par boîte de 50 unités

Informations sur la commande

Article	Référence
Filtre Douche Médical 31 Jours	02-803310EU

Caractéristiques Techniques

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	39 mm
Longueur	229 mm
Diamètre	78 mm
Poids	112 gr
Débit	3,9 L/min à 1 bar, 8,7 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar
Durée	1 mois = 31 jours
Normes	ACS ASTM F838 Conforme aux directives de l'UE sur l'alimentation et l'eau potable.

