



# Filtre Douche Médical 92 Jours

Stérile



## Description

- Filtre douche T-safe anti-légionnelles et anti-tous germes
- Matière du dispositif: ABS
- Type de membrane: microfiltration tubulaire
- Matériaux de la membrane: Polysulfone
- Seuil de coupure : Filtre de grade stérilisant, membrane tubulaire de 0,2 µm
- Pression maximale d'utilisation en amont: 5 bar
- Température maximale d'utilisation en amont: 60°C
- Durée maximale d'utilisation: 92 Jours après installation
- Régulateur de flux : technologie à débit constant
- Un clapet anti-retour intégré empêche la contamination rétrograde lors du remplacement du filtre
- Résistance choc thermique: 70°C pendant 30 minutes
- Résistance choc chimique: 1000 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée
- Traçabilité: GS-1 DataMatrix
- Référence unitaire
- Conditionnement par boîte de 15 unités

## Informations sur la commande

Article

Référence

Filtre Douche Médical 92 Jours - stérile 02-803331EU

## Caractéristiques Techniques

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	45 mm
Longueur	263 mm
Diamètre	91 mm
Poids	157 gr
Débit	5,3 L/min à 1 bar, 10,6 L/min à 3 bar et 11,6 L/min à 5 bar
Durée	3 mois = 92 jours
Normes	ACS ASTM F838 Conforme aux directives de l'UE sur l'alimentation et l'eau potable.

