



Productblad

In-Line Filter Chromom

t-safe.com



In-Line Filter Chroom



Eigenschappen

- 0,2 µm membraanfilter voor sterilisatie
- Filter met hoge capaciteit en een levenscyclus van maximaal 92 dagen
- Compact ontwerp, wat installatie op plekken met beperkte ruimte mogelijk maakt
- Constante flowtechnologie voor een optimale waterstroom, de hele levensduur lang
- Vervangend filterpatroonsysteem verlengt de bruikbaarheid en verlaagt de totale kosten
- Geïntegreerde terugslagklep voorkomt terugstromingsverontreiniging en gemors tijdens vervanging

Bestelinformatie

Artikel	Artikelcode
In-Line Filter Chroom	02-803236
Vervangend Filter	02-000242

Technische gegevens

Max. werkdruk	5 bar
Max. bedrijfstemperatuur	60°C
Debiet	12 l/min
Max. levensduur filter	92 dagen*
Aansluiting	2 x ½ inch schroefdraad
Kleur	Chroom

Microbiële retentie

Membranfilter van sterilisatiekwaliteit, effectief tegen alle watergedragen pathogenen. Onafhankelijk getest en gevalideerd conform ASTM F838:

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Goedkeuringen

ASTM F838-15A, KIWA, WRAS, DVGW W270. Voldoet aan de EU-richtlijnen voor voedsel en drinkwater.

* Afhankelijk van de lokale drinkwaterkwaliteit en het gebruik.

Alle informatie in dit productblad is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van T-safe. Het wordt te goeder trouw verstrekt en is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de selectie en het gebruik van producten. T-safe-producten moeten altijd worden gehanteerd in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksaanwijzing. Het actuele productblad is beschikbaar op www.t-safe.com.